

bedtafel

Een bedtafel op wielen helpt je om comfortabel te eten, werken of relaxeren vanuit je bed. Deze bedtafel schuif je over je bed zodat je geen dingen op je benen moet balanceren.

Een bedtafel vlak naast je bed is ook handig om je boek, bril, glas of telefoon vlak bij je bed te houden.

wat huur je bij Goed?

bedtafel

hoe stel je de juiste hoogte in?

- 1 Stel de juiste hoogte in. Hou hierbij rekening met de hoogte van het bed en de matras, en ook met de persoon die in het bed ligt.

Mogelijke verstellingen:


- Draai de 2 vleugelmoeren op het onderframe los.
- Duw het tafelblad naar de gewenste hoogte.
- Draai de vleugelmoeren terug stevig vast voor gebruik.

- 2 Zet de bedtafel vast. Zet de rem vast door met de remplaat op het wieltje omlaag te drukken. Deze handeling herhaal je voor de andere wielen. Om de rem opnieuw los te zetten, klik je de remplaat opnieuw omhoog.

- 3 Kantel de bedtafel. Draai de hendel onder het tafelblad los om de bedtafel te verstellen in hoek. Trek het tafelblad horizontaal uit of pas de hoek aan. Draai de hendel terug stevig vast voor gebruik.

onderhoud

Bij lichte bevulling kan je de bedtafel met een licht vochtige doek reinigen.



tips bij gebruik

- De meest ideale hoogte is die waarbij de persoon met gebogen armen aan het tafelblad kan.
- Kantel de bedtafel om een boek, tijdschrift of tablet op te plaatsen. Zo hoeft je die zaken niet de hele tijd vast te houden en vermijd je belasting van schouders en armen.
- Maximaal toegestane belasting is 15 kg.
- Het blad is niet bedoeld om te gebruiken als zitplaats.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

- 🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
- ☎️ 03 205 69 29
- 📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

onze webshop is altijd open

- 🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

- 🌐 www.goed.be/afspraak
- ☎️ 03 205 69 29

- 🗣️ **Vragen over het juiste gebruik?**
Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.